

# Rørrækkefølge v. prøvetagning



1. Lyseblå  Koagulationsrør (Na-citrat).
2. Sort  SR-rør (Na-citrat) – kan også tages som sidste rør.
3. Rød/gul  Serumrør/ serumrør m. gel.
4. Grøn  Plasmarør(Li-Hep)/ plasmarør(Li-Hep) m. gel.
5. Lilla  Fuldblod (EDTA).
6. Lyserød  Glukoserør (Na-Fluoride/Citrate buffer/EDTA-Na<sub>2</sub>).
7. Grå  (Na-fluoride/Na-Hep).

*Vigtigt: Der må aldrig overføres blod fra et prøverør til et andet.*

# Rørrækkefølge v. prøvetagning



*Vigtigt: Der må aldrig overføres blod fra et prøverør til et andet.*