


Til patienter og pårørende

Spacer - Optichamber Diamond



Børn og Unge Afdelingen



Region Syddanmark

Spacer - Optichamber Diamond



Spacer - Optichamber Diamond

Sådan gives medicinen:

1. Fjern den hvide prop fra mundstykket og sæt masken på
2. Medicinen rystes grundigt og sættes fast i det hvide endestykke på spaceren.
3. Masken anbringes over barnets næse og mund, så den spidse del af masken dækker næsen.
4. Medicinen affyres. **Der må kun gives 1 pust i spaceren ad gangen,**
5. Barnet trækker vejret roligt 6 gange, hvor den hvide ventil løfter sig.

Vær opmærksom på:

Der kommer en lyd fra spaceren, hvis barnet trækker vejret for kraftigt/hurtigt. Skal barnet have 2 pust medicin, gentages de sidste 4 punkter.

Børn fra ca. 3 år kan ofte finde ud af at tage medicin uden masken. Barnet skal da bide om spacerens mundstykke med tænderne, lukke læberne og trække vejret(gennem munden) 6 gange.

Rengøring:

Spaceren skal ved daglig brug vaskes 1 gang om ugen.

1. Den skilles ad i 4 dele maske, spacer, mundstykke og det hvide endestykke.
2. **Delene lægges i varmt sæbevand i 10 minutter, bevæges herefter kraftigt i 1 minut.**
3. **Skylles med rent vand og stilles til dryptørring.**
4. Når delene er tørre, samles spaceren igen.

Masken kan vaskes hyppigere, da den ofte bliver mere snavset. Masken kan rengøres med opvaskesæbe og -børste og må gerne aftørres med et viskestykke.

Der er vigtigt at rengøre spaceren efter anvisningen, da inhalationsmedicinen ved forkert eller manglende rengøring i stedet vil sætte sig på indersiden af spaceren og dit barn vil derfor ikke få gavn af medicinen.

