

Afføringsprøve- sygdomsfremkaldende tarmbakterier (tarmpatogene bakterier)

Til patienter og pårørende

Formål

Du skal tage prøver fra din afføring, fordi den skal undersøges for sygdomsfremkaldende tarmbakterier.

Forberedelse

Prøverne skal tages fra friskgjort afføring.

Der skal tages 3 prøver fra din afføring.

Prøverne skal tages fra 3 forskellige afføringer. Afføringerne må gerne være fra samme dag.

Når du skal tage en prøve fra din afføring, skal du opsamle afføringen i en ren engangsbeholder.

Alternativt kan du bruge en skål, som er pakket ind i en plasticpose.

Praktisk udførelse

- Tag podedepind og beholder ud af pakningen
- Dyp enden af podedepinden i afføringen, så den er dækket. Dyp kun 1 gang !
- Skru låget af beholderen
- Stik podedepinden med afføring ned i bunden af beholderen
- Lad podedepinden blive i beholderen
- Lad væsken blive i beholderen
- Bræk podedepinden ved den røde linie
- Skru låget på, så det er tæt
- Skriv dato på stregkodeetiketten (se billede)
- Nu skal du sætte stregkodeetiketten på beholderen. Etiketten trækkes af rekvisitionssedlen (se billede). Sæt altid etiketter med stregkoder på langs af beholderen.
- Læg den vedlagte stofstrimmel omkring beholderen og kom det i forsendelsesbeholderen
- Skru låg på
- Det samme gentages med prøve 2 og 3

Opbevaring af prøver

Prøverne opbevares på køl indtil afsendelse.

